

老人服務事業管理系

專業教室設備表單

設備基本資料	
設備中文名稱	耳掛型助聽器
設備英文名稱	Audiphone (Behind-The-Ear, BTE)
使用課程	老人生理學、老人照顧概論、老人照顧實務與運用、老人健康促進
	
使用說明	
<p>耳掛型助聽器掛在耳廓後上方，輸出的聲音靠管子連到耳模再導入外耳道。設計較大(電路被包覆於掛在耳後的機殼中，管子銜接訂製的耳膜並將聲音直接傳入耳道之中)。</p>	
<p>優點：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 適合任何程度的聽力障礙適合任何年齡，因小孩長大只須更換耳模，8歲前皆須使用耳掛式。2. 適用於耳道常流膿者電池和控制鈕都較大，好操作比較不會受耳垢問題影響。	
<p>缺點：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 耳模及管子須定期更換配戴者的耳廓須完整麥克風的位置較偏耳廓上方，和正常耳在耳廓中央收集聲音位置不同。2. 外觀上接受度較低戴久了可能比較不舒服。	