



## 健康促進區-器材清單

編號	動能平衡版	說明
18-1		<ol style="list-style-type: none"><li>1.長者坐穩在椅子上，把兩腳放在平衡板兩邊處，在路徑中運轉球。</li><li>2.長者坐或站著，將平衡板拿在手上，靠著手臂的力量運轉球。</li></ol>
18-2	飲水機	說明
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 生水進入熱膽，感測水位後，自動加熱至開水狀態。</li><li>2. 自動取消加熱：溫度到達沸水狀態自動取消加熱，保障使用者安全。</li><li>3. 無水自動閃爍「加生水警示燈」、「停止加熱」，防止熱膽空燒造成危險。</li></ol>
18-3	冰箱	說明
		<p>可延長食物的保鮮期，使食物不易腐壞變質。</p>
18-4	不鏽鋼工作檯	說明
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 平時放置於廚房，使用時推出至適當位置。</li><li>2. 做為老人餐時料理使用平台，或人體模型組裝及其他展示物品組合處理平台。</li></ol> <p>使用後需清潔乾淨並且推回廚房定位。</p>



## 健康促進區-器材清單

編號	防滑餐墊	說明
19-1		輕量化設計防滑餐墊，能牢牢地抓住餐具，即使單手用餐，餐具也不會移來移去。
	高齡者用餐輔具-湯匙	說明
19-2		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 可以前後左右各種角度彎折，可配合餐盤及座位高低調整出最就口、最適切的進食角度，讓使用者輕鬆進食。</li><li>2. 加粗但輕量的握柄，即使手掌無法緊握，亦能輕易的握住餐柄。</li></ol>
	進食輔助筷	說明
19-3		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 具有弧度的握柄可自然的貼在進食時的虎口上，而筷子末端相連，無需太大的指力即可挾菜。</li><li>2. 握把前端有突出物設計，讓筷子不容易滑落。</li><li>3. 採用極輕材質，特別適用於手指無力者。</li></ol>
	吃藥計畫盒	說明
19-4		增進餵食能力，指引定時服用藥物。



## 健康促進區-器材清單

編號	保鮮盒	說明
20-1		透明可看到內置物，食物保鮮更方便。
20-2	樂齡杯(易握杯)	說明
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 特別為長者設計超大握把，讓長者可以整個手掌握住手把。</li><li>2. 採用中空式設計，有隔熱、保溫及保冷的效果。</li><li>3. 特殊的傾斜式構造，因此喝東西時並不需要仰頭，便能輕鬆享用，可以避免被噎到。</li></ol>
20-3	開罐器	說明
		協助利用大關節打開罐子。
20-4	切蛋器	說明
		方便老人將煮好的蛋切成片。




## 健康促進區-器材清單

編號	刨菜器	說明
21-1		方便老人將蔬果刨成絲狀。
21-2	有田燒高齡餐具組 	說明 1. 重量約只有一般磁器的 1/3，讓手較無力的長者亦能輕鬆握持餐具。 2. 採用特殊強化材質，因此較一般磁器強韌不易摔破。 3. 斜底及略呈直角的盤邊設計，使長者即使手不方便亦能利用湯匙輕易舀出食物
21-3	磨泥器 	說明 將蔬果磨成泥狀，方便老人食用。
21-4	超輕西式進食輔助器 	說明 握柄採中空設計，超輕量，而加粗的握把，符合人體工學設計，讓握力不佳的高齡者可以更穩的持握。



## 健康促進區-器材清單

編號	重量可調式輔助進食器	說明
22-1		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 特別加粗的握把，即使握力不足，也能輕易掌握，讓餐具不易滑落。</li><li>2. 可輕易彎折，對於因關節炎或中風導致手腕無法靈活彎曲的長者，可以調整成適合用餐的角度。</li><li>3. 握把處為空心，可拆開加入增重環，可依狀況調整重量，改善手部抖動的現象。</li></ol>